

AQUAFIT™

Earplugs for swimming

Aquafit earplugs have a special seal to keep water out. They are re-usable, washable, easy to put in the ear and comfortable to wear.

How to Use Aquafit Earplugs

1. Grasp the plug by the stem and insert into the ear canal while pulling the ear outward and upward to obtain the best seal.
2. Removal: Remove slowly with twisting motion to gradually break the seal.

Diving is not recommended with earplugs fitted. If used underwater, Aquafit earplugs can be worn to a maximum depth of 3.0 metres.

Conseils d'utilisation

1. Insérer le bouchon par un léger mouvement rotatif.
2. Le retirer en inversant ce même mouvement rotatif.

Il n'est pas recommandé de plonger, ni de nager à des profondeurs de plus de 3 mètres.

Anwendung:

1. Setzen Sie den Stöpsel mit einer leichten Drehbewegung in den Gehörgang ein.
2. Entfernen Sie den Stöpsel mit einer leichten Drehbewegung langsam aus dem Gehörgang.

Diese Ohrenstöpsel dürfen nicht beim Tauchen getragen werden. Aquafit Ohrenstöpsel können unter Wasser nur bis zu einer Tiefe von maximal 3,0 Metern getragen werden.

Gebruiksaanwijzing:

1. Breng het oordopje met een draaiende beweging in de gehoorgang.
2. Om het te verwijderen, het oordopje met een geleidelijke trek-beweging uit het oor halen.

Het is niet aanbevolen te duiken met Aquafit in het oor. Voor onderwater zwemmen, Aquafit oordopjes enkel gebruiken tot max. 3-meter diepte.



Aearo **E·A·R**®
Aearo Products, Ltd. 1999

For further information

Aearo Limited, Stockport, SK12 1FJ England.

